

MSK001 - Mascherina monouso chirurgica (astuccio 50 pz) TIPO IIR



004

007

Articolo:	MSK001 - TIPO IIR - 50 PZ - BIANCO / AZZURRO
Tipo di dispositivo:	Maschera facciale monouso chirurgica TIPO IIR - NON STERILE
Caratteristiche:	Elevata filtrazione batteriologica e alta resistenza agli spruzzi
Dimensioni dispositivo:	175 mm x 95 mm
Codice a barre:	8051884550015

La Mascherina monouso chirurgica MSK001 Ramedical, prodotta interamente in Italia, è composta da tre strati di tessuto non tessuto, morbidi elastici latex free ed ergonomico nasello adattabile. Tutta la filiera produttiva viene regolarmente tracciata da codice a barre. Dispositivo medico qualificato e certificato CE, adatto per ambienti ospedalieri, studi medici e odontoiatrici.

COMPOSIZIONE	TESSUTO	GRAMMATURA	BFE	AIR PERMEABILITY
STRATO ESTERNO	TNT SPUNBOND	30 / 25 gr/mq	> 99,0 %	3600 l/mq/s
STRATO FILTRANTE	TNT MELTBLOWN	30 gr/mq	> 99,6 %	180 - 260
STRATO INTERNO	TNT SPUNBOND	17 / 25 gr/mq	> 99,0 %	3600 l/mq/s

PACKAGING	TIPOLOGIA	QUANTITÀ
CODIFICA LOTTI:	Jg (calendario giuliano)	
CONFEZIONE:	Astuccio in cartone 180x100x75 mm	Contiene 50 pz (50 mascherine)
COLLI:	Cartone 520x375x165 mm	Contiene 20 Astucci (1.000 mascherine)
PALLETIZZAZIONE:	Europallet / Pallet 80x120 cm	Contiene max 50 Colli (50.000 mascherine)

Temperatura di Conservazione ottimale del prodotto: 18°C / 25°C

L'azienda ha effettuato tutti i test richiesti indicati come requisiti della norma UNI EN 14683:2019 presso il laboratorio qualificato Centro Servizi Qualità Laboratorio prove CEQ - Codifica rapporto: Rapporto di prova X.200616.05.

Ramedical srls risulta registrata presso l'Istituto superiore della Sanità - **Numero attributivo progressivo: 1968740/R**