

SCHEDA TECNICA

**MASCHERINE MONOUSO CHIRURGICHE
MSK003 PEDIATRICHE "BABY KIDS"**



Codice articolo: 015
REF: MSK003 - TIPO II - PEDIATRICA - 5 PZ - BIANCO / AZZURRO / FASHION POIS
Tipo di dispositivo: Maschera facciale monouso chirurgica TIPO II PEDIATRICA NON STERILE
Caratteristiche: Mascherina monouso chirurgica in pratica busta da 5 pezzi
Dimensioni dispositivo: 175 mm x 95 mm
Codice EAN: 8051884550053
Codice attributivo I.S.S.: 1995002/R
Normativa: UNI EN 14683:2019
Conservazione: Temperatura ottimale 18°C / 25°C

COMPOSIZIONE	MATERIALE	GRAMMATURA	BFE	AIR PERMEABILITY
STRATO ESTERNO	TNT SPUNBOND	17 / 25 gr/mq	> 99,0 %	3600 l/mq/s
STRATO FILTRANTE	TNT MELTBLOWN	20 gr/mq	> 99,2 %	260

PACKAGING	TIPOLOGIA	QUANTITÀ
CODIFICA LOTTI:	Jg (calendario giuliano)	
CONFEZIONE:	Busta 210x100x20 mm	Contiene 5 pz (5 mascherine)
COLLI:	Cartone 785x520x210 mm	Contiene 200 Buste (1.000 mascherine)
PALLETTIZZAZIONE:	Pallet 60X120 / 80x120 cm	3 cartoni per strato - max 10 cartoni 4 cartoni per strato - min 10 cartoni _ max 40 cartoni